

SĂPUN LICHID CAFEA

Ediție/Revizie: 01/00	Cod document: ITP-006	Data ultimei revizii: 06.02.2024	Cod produs: C006-RO
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------

❖ Avantaje

- ✓ Peste 94% ingrediente biodegradabile
- ✓ Spumă fină și densă
- ✓ Prezintă efect emolient, protectiv asupra pielii
- ✓ Indicată pentru utilizări repetate

❖ Utilizare

Curățarea și igiena mâinilor, tegumentelor prin spălare.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează. Produsul se poate utiliza pe tegumente curate / murdare, fiind indicat utilizărilor repetate datorită formulei unice puternic protectoare. Mod de utilizare: se aplică direct pe tegumentele umede, apoi se întinde și spumează prin tehnica frecării timp de minim 15 secunde. După spălare se clătește cu apă.

Pentru igiena mâinilor/ tegumentelor se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea prin spumare, fără diluare.

Produsul este ideal utilizării: acasă, în zone de igienă publică (grupuri sanitare).

Tip produs cosmetic: săpun lichid

❖ Caracteristicile produsului

- Ingrediente: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chlorine, Cocoglucoside, Glycerin, Parfum Coffee, Phenoxyethanol, Colorant Caramel, Mel Extract, Sodium PCA, Serine, Glycogen.
- Descriere: Lichid vâcos, de culoare caramel, cu miros specific parfumat de cafea.
- pH = 5 ±1
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 4 ani de la data fabricației, respectiv 12 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

Ambalajul este fabricat în procent de minim 30% din materiale reciclate, iar după utilizare se spală cu apă și este reciclabil la materiale plastice.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.